



Algorithme TCCC phase 4



Soins tactiques de terrain

Respiration / Breathing

Evaluer la respiration / ventilation

Indicateurs de pneumothorax sous tension
- Hypoxie croissante
- Détresse respiratoire
- Hypotension

NON

Détresse respiratoire progressive et traumatisme thoracique connu ou suspecté ?

OUI

Suspecter ou envisager un pneumothorax sous tension

Décompresser le thorax à l'aide d'une aiguille au site primaire ou alternatif du côté lésé. Répéter si nécessaire.

Plaie thoracique ouverte ou soufflante ?

NON

OUI

Appliquer un pansement thoracique ventilé sur toute plaie thoracique ouverte ou soufflante.

Les pansements thoraciques ventilés sont préférés au non ventilés.

Initier une surveillance par oxymétrie de pouls si disponible

Surveiller l'apparition d'un pneumothorax sous tension

Soulever ou retirer le pansement thoracique si déjà appliqué. Répéter si nécessaire

OUI

Pneumothorax sous tension suspecté ?

NON

Décompresser le thorax à l'aide d'une aiguille au site primaire ou alternatif du côté lésé. Répéter si nécessaire.

Si un TCC modéré ou sévère est suspecté, administrer du l'O₂ si disponible pour maintenir une SpO₂ > 90%.

Continuer soins tactiques de terrain

Aiguille pneumothorax
Calibre 14G 8 cm (3.25")

Site principal
2^e espace intercostal ligne médio-claviculaire

Site alternatif
5^e espace intercostal ligne axillaire antérieure

Tous les combattants

Secouriste médical de combat (sanitaire)

Paramedic de combat / Medic FS